

**LENZUOLINO SALVAMATERASSO IN
POLIESTERE / POLIURETANO
CON O SENZA OCCHIELLI (cod. F2013)****Nome Prodotto**LENZUOLINO SALVAMATERASSO IN POLIESTERE
/ POLIURETANO CON O SENZA OCCHIELLI
(cod. F2013)

REF	Misure	cm
F2013	S	50 x 70
	M	90 x 140
	L	130 x 140
	XL	200 x 140
	XXL	230 x 140

**Destinazione d'Uso**

Indicato in caso di incontinenza per bambini, adulti e anziani anche nei decorsi post-operatori.

Impermeabile – traspirante – antistatico – antibatterico – antiacaro.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Lato superiore in poliestere ultra assorbente e lato inferiore in poliuretano impermeabile.

100% POLIESTERE (tessuto), 100% POLIURETANO (spalmatura). Occhielli: lega in Nickel/Ottone.

Articolo disponibile anche senza occhielli. Ritardante di fiamma. Trattamento antibatterico.

FORMALDEIDE ASSENTE - LATEX FREE.

BARRIERA ANTIACARO PERMANENTE. RESISTENTE ALLE URINE E AD ALTRI LIQUIDI BIOLOGICI.

Caratteristiche:

Peso composizione	g/m ²	190 ± 15	ISO 2286
Spessore	mm	0,44	
Stabilità ai lavaggi	%	< 2	
Reazione al fuoco		Classe 1	UNI 9174
Biocompatibilità		conforme	ISO 10993-10
Citotossicità		conforme	ISO 10993-5
REACH		conforme	
OEKO TEX®		tessuto classe I	CENTRO COT
Trattamento antibatterico	HEIQ PURE TAG by HEIQ MATERIALS AG.		
	principi attivi: Cloruro d'argento (CAS N. 7783-90-6)		
I dati e le caratteristiche indicati si riferiscono ad una media dei valori rilevati dalla produzione.			



Latex Free



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Stendere il lenzuolino salva materasso tra il materasso e il lenzuolo con la parte impermeabile rivolta verso il basso.

**LENZUOLINO SALVAMATERASSO IN
POLIESTERE / POLIURETANO
CON O SENZA OCCHIELLI (cod. F2013)****Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua calda fino a 95°C con detergente comune. Lavabile anche con acqua ossigenata.

Sterilizzabile a 134°C per max 7 minuti.

Importante: l'ipoclorito di sodio va usato unicamente in fase di prelavaggio, in soluzione diluita e a bassa temperatura con successivo accurato risciacquo.



Temperatura max 95°C



Processo sbiancante
consentito



Asciugatrice consentita
fino a 60°C



Non stirare



Lavaggio a secco
consentito

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Lenzuolino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T04010201

Codice EMDN: T04010201

Codice BD/RDM: 2912425



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902