

BODY MINI
SPUGNA MONOUSO PRESAPONATA
(cod. F0951)**Nome Prodotto**BODY MINI
SPUGNA MONOUSO PRESAPONATA
(cod. F0951)

REF	Dimensioni (cm)
F0951	~ 8 x 12 x 2,5

Confezione da 50 pezzi.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivi da usare per l'igiene delle persone che non possono fare bagni e docce o che sono allettate o disabili. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Spugna di poliuretano impregnata di gel detergente a pH 5.5.

Densità: 15 Kg/m².Spugna di poliuretano

Composizione: 100% spugna di poliuretano.

Detergente in gel

Gel liquido dermoprotettore pH 5.5

Composizione INCI:

Sodium Laureth Sulfate, Acqua, Cloruro di sodio, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide Dea, Profumo, Glicole propilenico, Alcool Benzilico, Metilcloroisotiazolinone e Metilisotiazolinone, Acido Citrico, C.I. 42090 (Acib Blue 9).

Antiallergico. Non contiene Lattice.

Istruzioni per l'Uso

La spugna è pronta all'uso; basta inumidire la spugna con poca acqua e lavare la parte interessata senza dover risciacquare.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante. Non utilizzare su pelle lesa.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Utilizzare entro 3 mesi dalla prima apertura.



Dispositivo non sterile.



Non riutilizzare.



Utilizzare entro 3 mesi dalla prima apertura.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle modalità di conservazione.

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica determina la durata di vita del dispositivo.

BODY MINI
SPUGNA MONOUSO PRESAPONATA
(cod. F0951)

Tipo di Confezione

Sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Spugne → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: Y093399

Codice EMDN: Y093399

Codice BD/RDM: 2540803



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902