

**BAVAGLIONE PER ANZIANI (CON TASCA PER RECUPERARE LIQUIDI E RESIDUI ALIMENTARI)  
(cod. 131)****Nome Prodotto**

BAVAGLIONE PER ANZIANI  
(CON TASCA PER RECUPERARE LIQUIDI E  
RESIDUI ALIMENTARI)  
(cod. 131)

REF	Misure (cm)
131	36 x 42 Tasca: profondità 10



Colore: bianco

**Destinazione d'Uso**

Indicata per anziani e portatori di handicap, la tasca inferiore trattiene liquidi e residui alimentari. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

79% PVC plastificato e 21% Cotone / Poliestere.  
Struttura tubolare con altezza di circa 28 cm.

**Istruzioni per l'Uso**

Usare come un normale bavaglino avendo l'accortezza di aprire la tasca posta sul fondo durante l'utilizzo.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.  
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura. Lavare a mano in acqua calda massimo a 70°C con detersivo normale, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 70°C



Non candeggiare



Non asciugare in  
asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**BAVAGLIONE PER ANZIANI (CON TASCA PER  
RECUPERARE LIQUIDI E RESIDUI ALIMENTARI)  
(cod. 131)**

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Bavaglino → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: T0399

Codice EMDN: T0399

Codice BD/RDM: 2539908



Dispositivo Medico di Classe I  
*Regolamento (UE) 2017/745*



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902