

**CUSCINO ANTIPROSTATITE
CON FORO ANATOMICO
(cod. 218)****Nome Prodotto**CUSCINO ANTIPROSTATITE CON FORO
ANATOMICO

(cod. 218)

REF	Colore
218	Grigio Scuro
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 37	
Larghezza cm. 42	
Altezza cm. 6	

**Destinazione d'Uso**

Il dispositivo è indicato come preventivo dello schiacciamento precoce della prostata o per chi soffre di emorroidi. Inoltre può essere utilizzato come prevenzione della infiammazione prostatica e prolapsi in genere, dove è consigliato ridurre la pressione perineale o le vibrazioni ad esso trasmesse. Utile agli automobilisti e coloro che svolgono attività sedentaria. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Anima: 100% Poliuretano espanso stampato a freddo.

Fodera: 100% poliestere tinto. Con trattamento HydroCool® e Silverplus®. Chiusura con velcro.

Il trattamento Hydrocool® garantisce una evaporazione costante:

- lo scambio di calore tra seduta e ambiente risulta efficace
- a contatto con il tessuto la pelle rimane fresca

Il trattamento Silverplus® agli ioni d'argento garantisce:

- un ottimo livello antisettico
- un elevato standard di comfort

*I marchi SilverPlus® e HydroCool®, appartengono ai rispettivi proprietari.***Istruzioni per l'Uso**

Appoggiare il cuscino sulla seduta di poltrone e sedili con la parte liscia verso il basso e la parte bombata verso l'alto. Sedersi con il foro in coincidenza della prostata o del dolore.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per la fodera, lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente, non strizzare, non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore. Stirare massimo a 110°C.

Per l'anima del cuscino, lavare passando un panno morbido imbevuto di acqua e, se il caso, disinfettare con soluzione di Amuchina o di prodotti simili. Non mettere in lavatrice o in ammollo. Non usare solventi.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Asciugare in
asciugatrice max 60°C

Stirare max 110°C



Non lavare a secco

**CUSCINO ANTIPROSTATITE
CON FORO ANATOMICO
(cod. 218)**

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

La seduta sagomata col tempo può assumere un colore che vira al giallo dovuto all'eventuale contatto con la luce. Questo non inficia sulle proprietà e caratteristiche fisico-meccaniche del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in Scatola di Cartone.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080302

Codice EMDN: V080302

Codice BD/RDM: 2518777



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902