

**Nome Prodotto**“SALINA” CAMICE DONNA  
(cod. F0310)

REF	Tessuto	Colore	Taglia
F0310	Tipo “A” (s.c. F0310A)	Bianco	XS (38/40) S (42/44) M (46/48) L (50/52) XL (54/56) XXL (58/60)
	Tipo “BX” (s.c. F0310BX)	Bianco	
	Tipo “CD” (s.c. F0310CD)	Azzurro Blu Verde	
	Tipo “E” (s.c. F0310E)	Bianco	

**Destinazione d’Uso**

Indicato per personale sanitario e da utilizzare nel corso di procedure non chirurgiche al fine di assicurare al paziente una protezione nei confronti degli operatori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Apertura anteriore, con riprese anteriori e posteriori, martingala, polsino con elastico, due tasche, taschino.

- 100% COTONE SANFOR “TIPO A”       100% COTONE SANFOR “TIPO CD”       100% COTONE SANFOR “TIPO BX”  
 65% POLIESTERE 35% COTONE “TIPO E”

**Istruzioni per l’Uso**

Indossare come un normale capo di abbigliamento.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per i tessuti tipo “A” & “BX” Bianco:



Temperatura max 60°C



Candeggio possibile con  
prodotti contenenti cloro



Non asciugare in  
asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo "CD" Verde:



Temperatura max 60°C

Candeggio possibile  
con prodotti  
contenenti cloroNon asciugare in  
asciugatrice

Stirare fino a 150°C

Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo "CD" Azzurro e Blu:



Temperatura max 40°C

Candeggio non  
possibileNon asciugare in  
asciugatrice

Stirare fino a 150°C

Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo "E" Bianco:



Temperatura max 40°C

Candeggio possibile con  
prodotti contenenti cloroNon asciugare in  
asciugatrice

Stirare fino a 110°C

Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta / Busta in Plastica → Raccolta Plastica / Camice → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: T0205

Codice EMDN: T0205

Codice BD/RDM (F0310A): 2543590

Codice BD/RDM (F0310BX): 2543591

Codice BD/RDM (F0310CD): 2543592

Codice BD/RDM (F0310E): 2543593

Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902