

**“CAPRI” CAMICE CLASSICO UNISEX**  
(cod. F0595)**Nome Prodotto**“CAPRI” CAMICE CLASSICO UNISEX  
(cod. F0595)

REF	Tessuto	Colore	Taglia
F0595	Tipo “A” (s.c. F0595A)	Bianco	dalla 36 alla 64
	Tipo “BX” (s.c. F0595BX)	Bianco	
	Tipo “CD” (s.c. F0595CD)	Azzurro Blu Verde	
	Tipo “E” (s.c. F0595E)	Bianco	

**Destinazione d’Uso**

Indicato per personale sanitario e da utilizzare nel corso di procedure non chirurgiche al fine di assicurare al paziente una protezione nei confronti degli operatori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

Apertura anteriore, due tasche, taschino e martingala.

- 100% COTONE SANFOR “TIPO A”       100% COTONE SANFOR “TIPO CD”       100% COTONE SANFOR “TIPO BX”  
 65% POLIESTERE 35% COTONE “TIPO E”

**Istruzioni per l’Uso**

Indossare come un normale capo di abbigliamento.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per i tessuti tipo “A” & “BX” Bianco:



Temperatura max 60°C



Candeggiare possibile  
con prodotti contenenti  
cloro



Non asciugare in  
asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo “CD” Verde:



Temperatura max 60°C



Candeggiare possibile  
con prodotti contenenti  
cloro



Non asciugare in  
asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

**“CAPRI” CAMICE CLASSICO UNISEX**  
(cod. F0595)

Per i tessuti tipo “CD” Azzurro e Blu:



Temperatura max 40°C

Candeggio non  
possibileNon asciugare in  
asciugatrice

Stirare fino a 150°C

Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene

Per i tessuti tipo “E” Bianco:



Temperatura max 40°C

Candeggio possibile  
con prodotti contenenti  
cloroNon asciugare in  
asciugatrice

Stirare fino a 110°C

Lavare a secco con  
solventi eccetto  
tetracloroetilene o  
percloroetilene**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in sacchetto di plastica.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Camice → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: T0205

Codice EMDN: T0205

Codice BD/RDM (F0595A): 2543586

Codice BD/RDM (F0595BX): 2543587

Codice BD/RDM (F0595CD): 2543588

Codice BD/RDM (F0595E): 2543589

Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902