

Nome Prodotto

“LODI” PANTALONE UNISEX
(cod. F0802)

REF	Tessuto	Colore	Taglia
F0802	Tipo “A” (s.c. F0802A)	Bianco	XS (38/40) S (42/44) M (46/48)
	Tipo “BX” (s.c. F0802BX)	Bianco	L (50/52) XL (54/56)
	Tipo “CD” (s.c. F0802CD)	Azzurro Blu Verde	XXL (58/60) 3XL (62/64)



Destinazione d’Uso

Indicato per personale sanitario e da utilizzare nel corso di procedure non chirurgiche al fine di assicurare al paziente una protezione nei confronti degli operatori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Pantalone con taschino posteriore. Regolazione in vita con elastico.

- 100% COTONE SANFOR “TIPO A” 100% COTONE SANFOR “TIPO CD” 100% COTONE SANFOR “TIPO BX”

Istruzioni per l’Uso

Indossare come un normale capo di abbigliamento.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione.

Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Per i tessuti tipo “A” & “BX” Bianco:



Temperatura max 60°C



Candeggio possibile con prodotti contenenti cloro



Non asciugare in asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con solventi eccetto tetracloroetilene o percloroetilene

Per i tessuti tipo “CD” Verde:



Temperatura max 60°C



Candeggio possibile con prodotti contenenti cloro



Non asciugare in asciugatrice



Stirare fino a 150°C



Lavare a secco con solventi eccetto tetracloroetilene o percloroetilene

Per i tessuti tipo “CD” Azzurro e Blu:



Temperatura max 40°C

Candeggio non
possibileNon asciugare in
asciugatrice

Stirare fino a 150°C

Lavare a secco con
solventi eccetto
tetracloroetilene o
percloroetilene**Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciate, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Pantalone → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0205

Codice EMDN: T0205

Codice BD/RDM (F0802A): 2546629

Codice BD/RDM (F0802BX): 2546630

Codice BD/RDM (F0802CD): 2546631

Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745

Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902