

Nome Prodotto
CALZINI SANITARI
(cod. F0883)

REF	Colore	Misure
F0883	Bianco	S (8½ - 9) 36-38
		M (9½ - 10) 39-40
		L (10½ - 11) 41-42
		XL (11½ - 12) 43-44

**Destinazione d'Uso**

Indicati per persone con piedi la cui pelle è particolarmente sensibile e delicata oltre che per uso ospedaliero da personale sanitario e per le persone degenti.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o per usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Filo di cotone 100% Egitto gasato mercerizzato nel titolo 44/2 filo di scozia. Senza elastico.

Istruzioni per l'Uso

Indossare come un normale calzino.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalate dal medico curante.

Non utilizzare a contatto con pelle lesa o ferite aperte.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare con sapone per capi delicati massimo a 60°C, sciacquare accuratamente non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Non stirare.



Temperatura max 60°C



Candeggio non possibile



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Busta in Plastica → Raccolta Plastica

Calzini → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: T0399

Codice EMDN: T0399

Codice BD/RDM: 2546640



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902