

**LENZUOLINO SALVA MATERASSO IN PVC E
SPUGNA FELPASAN
(cod. F2009)****Nome Prodotto**LENZUOLINO SALVA MATERASSO IN PVC E
SPUGNA FELPASAN (cod. F2009)

REF	Misure	cm
F2009	S	50 x 70
	M	90 x 140
	L	130 x 140
	XL	200 x 140
	XXL	230 x 140

**Destinazione d'Uso**

Indicato in caso di incontinenza per bambini e anziani anche nei decorsi post-operatori.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per protezione da rischi o usi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Lato superiore in morbido cotone felpato e lato inferiore in materiale impermeabile.

78% PVC PLASTIFICATO, 22% COTONE. Occhielli: lega in Nickel/Ottone.

Articolo disponibile anche senza occhielli.

Caratteristiche:

Peso	g/m ²	540 ± 50	ISO 2286-2
Spessore	mm	1,30 ± 0,10	ISO 2286-3
Combustibilità orizzontale.	mm/min	≤ 100	ISO 3795



Dispositivo Non Sterile

Istruzioni per l'Uso

Stendere il lenzuolino salva materasso tra il materasso e il lenzuolo.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non indicata dal personale medico.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida a 30°C con detersivo per capi delicati, non strizzare non centrifugare ed asciugare lontano da fonti di calore.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**LENZUOLINO SALVA MATERASSO IN PVC E
SPUGNA FELPASAN
(cod. F2009)**

Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro e comunque sempre lavato prima del suo riutilizzo. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di plastica.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Lenzuolino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V0808

Codice EMDN: V0808

Codice BD/RDM: 2550558



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 371877 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902