

**CUSCINO "PISOLO" IN LATTICE
CON COPRICUSCINO
(cod. F2115)****'Nome Prodotto**

CUSCINO "PISOLO" IN LATTICE
CON COPRICUSCINO
(cod. F2115)

REF	Colore
F2115	Bianco
Misure (± 3%)	
Lunghezza cm. 72	
Larghezza cm. 42,5	
Altezza cm. 14,5	



Confezione da 1 pezzo.

Destinazione d'Uso

Il cuscino aiuta nella prevenzione di allergie ambientali in soggetti allergici. Migliora la ventilazione durante il riposo. Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

Descrizione e Materiali

Cuscino: 100% Lattice Vegetale.
Copricuscino: 65% Poliestere e 35% Cotone.
Chiusura con zip.

Istruzioni per l'Uso

Posizionare sul letto e usare come un normale cuscino.

Controindicazioni e Avvertenze

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.
Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio solo per la fodera. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene Lattice.



Dispositivo non sterile.

Manutenzione e Pulizia / Lavaggio

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura del copricuscino dato in dotazione. Lavare in acqua tiepida massimo a 40°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ed asciugare lontano da fonti di calore. Stirare a bassa temperatura.



Temperatura max 40°C



Candeggio possibile con
prodotti contenenti
cloro



Non asciugare in
asciugatrice



Stirare fino a 110°C



Lavare a secco con
solventi eccetto
tetracloroetilene o
percloroetilene

Conservazione

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

Tipo di Confezione

Confezionato in sacchetto di polietilene e busta in TNT.

**CUSCINO “PISOLO” IN LATTICE
CON COPRICUSCINO
(cod. F2115)****Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Sacchetto di plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Brochure Laterale → Raccolta Carta

Busta in TNT → Raccolta Indifferenziata

Cuscino → Raccolta Indifferenziata

Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

Altre Informazioni

Codice CND: V080399

Codice EMDN: V080399

Codice BD/RDM: 2550561



Dispositivo Medico di Classe I
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - www.alboland.com / info@alboland.it

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:
e-mail: info@alboland.it - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902